СМЕСЬ СОЛЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕБНОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОПЫТ У КРУПНОГО РОГАТОГО CKOTA

"АКВАМАРИН"

25 % PACTBOP

COCTAB CMECN:

• АНТИСЕПТИК

• БУФЕР

• МЕДНЫЙ КУПОРОС

• РЕГУЛЯТОР КИСЛОТНОСТИ

• ЦИНКОВЫЙ КУПОРОС

• PH 2

МЕДНЫЙ КУПОРОС ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ МОРТЕЛЛАРО (МЕЖПАЛЬЦЕВОГО ДЕРМАТИТА) И НЕКРОБАКТЕРИОЗА (КОПЫТНАЯ ГНИЛЬ). ЦИНКОВЫЙ КУПОРОС ОБЛАДАЕТ НАИБОЛЬШЕЙ ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, УКРЕПЛЯЕТ КОПЫТНЫЙ РОГ, А ТАК ЖЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОДСУШИВАЮЩЕЕ, ВЯЖУЩЕЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ. УМЕНЬШАЕТ ЭКССУДАЦИЮ, СНИМАЕТ МЕСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ И РАЗДРАЖЕНИЕ.

МЕДНЫЙ И ЦИНКОВЫЙ КУПОРОС ВЗАИМОДОПОЛНЯЮТ ДЕЙСТВИЕ ДРУГ ДРУГА.

АНТИСЕПТИК ОКАЗЫВАЕТ ВЫРАЖЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВОГО ДЕРМАТИТА

СМЕСЬ ИМЕЕТ БУФЕРНЫЙ РН, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕМУ ЭФФЕКТУ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПОПАДАЮЩИХ В ВАННУ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ НЕЁ ЖИВОТНЫХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ "АКВАМАРИНА" ПОЗВОЛИТ ВАМ:

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОПЫТНЫХ ВАНН
- ✓ СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ И ТРУДОЗАТРАТЫ СОТРУДНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЯ ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ РАСТВОР
- ✓ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КОПЫТНЫХ ВАНН ЗА СЧЁТ УНИКАЛЬНОГО СОСТАВА РАСТВОРА



